

GerroBed Bari



Wählbar mit

- Wechseldruck Therapiesystem (bis 400 kg)
- Viskoelastische Schaumstoffmatratze mit 2 Seitenpolstern (bis 400 kg)

**INDIVIDUELLE UND
BEDARFSGERECHTE
VERSORGUNG
BARIATRISCHER
PATIENTEN**

**PATIENTENGEWICHT
BIS 400 KG**

- Einzigartige Konstruktion mit allen modernen Elektrofunktionen
- Sicherer Stand durch Radlift: 4 fest mit dem Rahmen verbundene Stützen werden elektrisch aufgesetzt
- Elektrische Seitenverbreiterung mit 90 cm Mindestbreite erleichtert Transport und Patientenpflege
- Autoregression (Knickpunkt) verhindert Stauchungen des Patienten bei aufgerichteter Rückenlehne
- Abnehmbare, geteilte Bettgitter als Ausstiegshilfe und zur Mobilisation
- Einfache Bedienung über symbolgeführte Handschaltungen
- Geräuschlos

STABIL – ERPROBT – BENUTZERFREUNDLICH – INDIVIDUELL

FUNKTIONEN

- Das Bett steht stabil auf 4 Beinen und verfügt über einen elektrischen Radlift
- Patientenhandschalter steuert Höhen-, Kopfen-, Schenkel- und Beinfunktion
- Personalhandschalter steuert Trendelenburg und Antitrendelenburg, Seitenverbreiterung und Radlift
- Richtungssteuernde Räder am Kopfende
- Batteriebackup für 10-15 Anhebungen
- 3-geteilte Liegefläche ermöglicht Autoregression
- Elektrische Aufrichtung der Rückenlehne
- Vorrichtungen für Infusionsständer an allen 4 Ecken
- Abnehmbare Seitenteile lassen sich als Stützgriff verwenden
- Leicht demontierbare Stirnseitenteile an Kopf- und Fußende

OPTIONAL

- Ausstattung mit NoDec® Bari Wechseldrucksystem
- Geeichte Waage
- Elektroantrieb
- Aufrichthilfe

TECHNISCHE DATEN



Außenabmessungen	Breite: 100 bis 130 cm Länge: 235 bis 255 cm
Höhenverstellung der Liegefläche	elektrisch von 43 bis 87,5 cm
Breitenverstellung der Liegefläche	elektrisch von 90 bis 120 cm
Matratzenabmessungen	Breite: 90 bis 120 cm Länge: 210 bis 230 cm
Bettunterfahrbarkeit	17 cm
Betteigengewicht	ca. 255 kg
Sichere Arbeitslast	450 kg
Patientengewicht	bis 400 kg

© 2013 GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Produktinformation genannten Handelsmarken und Trademarks (TM) sind Eigentum von GerroMed und deren Lizenzgebern. Handelszeichen mit dem Symbol ™ sind international registrierte und geschützte Warenzeichen. GerroMed-Produkte sind durch Patente geschützt. Diese Produktinformation ist zur Verteilung im deutschsprachigen Handelsraum bestimmt. Änderungen zu technischen und medizinischen Aussagen vorbehalten. Weiterführende Produktinformationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanleitungen. Stand der Informationen: Juli 2013

Wir sind zertifiziert
nach DIN EN ISO13485

