

NoDec[®] S



**MATRATZENERSATZ-
SYSTEM FÜR HÖCHST-
RISIKOPATIENTEN UND
BEI BESTEHENDEN
DEKUBITALGESCHWÜREN
ALLER STADIEN**

**AKTIVE SAUGWIRKUNG
DES AGGREGATES
UNTERSTÜTZT ERHÖHTE
REAKTIVE HYPERÄMIE**

**SPEZIALVENTILE
ERMÖGLICHEN
SCHNELL UND
EINFACH DIE
BAUCHLAGERUNG**

**EFFEKTIVE WEICH-
LAGERUNG BEI
SCHMERZEMPFIND-
LICHEN PATIENTEN**

NODEC[®]BARI

**Auch für Schwerpatienten in 120 cm breite
bis 400 kg Patientengewicht
erhältlich!**

NULL-DRUCK-TECHNOLOGIE – DA MACHT UNS KEINER WAS VOR.

- Einfache Bedienung und Einstellung der Betriebsart durch klare Displayanzeige
- Sicherheit durch akustische und optische Alarmfunktionen
- Automatische Druckeinstellung auf das Patientengewicht
- Sicherheit in allen Notfallsituationen durch einfache und schnelle Entlüftung des NoDec CPR Ventils
- Weichlagerung durch Komforteinstellung (weich – medium – hart) möglich
- Statischer Modus für Patientenkomfort und ruhigen Schlaf
- Hautfreundlicher, desinfizier – und waschbarer, bi-elastischer Bezug bietet optimale Hygiene und Minimierung der Scherkräfte
- Verschleißarm und wartungsfreundlich durch Mikroprozessorsteuerung
- Hoher Patientenkomfort durch besonders geräuscharmes Aggregat
- 3-Zellen Wechseldruck-Nulldruck-Technologie
- Einfaches Umlegen von zwei Ventilen ermöglicht eine schnelle Bauchlagerung
- Vollständige Druckentlastung jeder Körperpartie im 10-Minutenzyklus für zwei Minuten
- Optionale Weichlagerung bis in den Wirkungsbereich von Low-Air-Loss-Systemen



TECHNISCHE DATEN



Matratze	
Abmessungen	200 x 85 x 25 cm (LxBxH)
Material	Polyester mit Polyurethan
Reinigung	Bezug waschbar bei 90 °C, Desinfektion mit DGHM gelisteten Desinfektionsmitteln
Patientengewicht	30 bis 250 kg
Aufbau	2-Lagen, 19 Querzellen, 3 entleerbare Kopfzellen

Aggregat	
Abmessungen	48 x 15 x 30 cm (LxTxH)
Gewicht	7,7 kg
Zyklusdauer	15 Minuten
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Stromaufnahme	50 W

Hilfsmittelnummer: 11.11.04.2071

© 2012 GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Produktinformation genannten Handelsmarken und Trademarks (TM) sind Eigentum von GerroMed und deren Lizenzgebern. Handelszeichen mit dem Symbol ® sind international registrierte und geschützte Warenzeichen. GerroMed-Produkte sind durch Patente geschützt. Diese Produktinformation ist zur Verteilung im deutschsprachigen Handelsraum bestimmt. Änderungen zu technischen und medizinischen Aussagen vorbehalten. Weiterführende Produktinformationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanleitungen. Stand der Informationen: August 2012

Wir sind zertifiziert
nach DIN EN ISO13485



DB/ND_S/11-14

GerroMed

GerroMed Pflege und Medizintechnik GmbH

Papenreye 55 · D - 22453 Hamburg · Telefon 040 / 54 73 03-0 · Fax 040 / 54 73 03-33 · www.gerromed.de · mail@gerromed.de